



نحوه نمونه گیری از بیماریهای مشمول گزارش فوری

فلج شل حاد: دو نمونه مدفوع به فاصله ۲۴ ساعت در ۱۴ روز اول شروع فلج در ظرف معمولی

سرخک: یک نمونه ادرار سانتیریفوژ شده و رسوب آن داخل محیط آنفولانزا، یک نمونه حلق داخل محیط آنفولانزا، یک نمونه سرم

سندرم سرخجه مادرزادی: یک نمونه سرم

دیفتری: سه نمونه و سه لام از گلو، غشای کاذب و نازو فارنکس در محیط مخصوص

سیاه سرفه: دو نمونه از نازو فارنکس در محیط مخصوص

سه نمونه در روزهای صفر-پنج-ده هر نمونه شامل ۷-۵ سی سی خون که می: CCHF
 بایست سانتیریفوژ شود و پلاسما داخل سه میکروتیوب ریخته شود، روی هر میکروتیوب اطلاعات بیمار ثبت شود و میکروتیوبها داخل یک لوله فالکون ۵۰ سی سی قرار گیرد و با حفظ زنجیره سرما به مرکز بهداشت تحویل شود.

مالاریا: سه نمونه در روزهای صفر-سه-بیست و هشت که باید خون محیطی باشد (نمونه از نوک انگش تهیه شود)
 لام حاوی دو نمونه تیک فیلم و تین فیلم میبایست تهیه شود

آنفولانزا: سواپ گلو، سواپ بینی / غرغره گلو، مایع نخاع، نکروپسی در محیط ترانسپورت
 (VTM) آنفلوانزا

کرونا ویروس جدید (MERS-COV)

۱- جمع آوری نمونه از دستگاه تنفسی بیمار به صورت مایع پیلور، آسپیره ترشحات نای، در یک ظرف غیر قابل نشت (lavage bronchoalveolar) شستشوی آلوئول و کیسه های هوایی، استریل دارای درپ پیچ شونده و مخصوص جمع آوری خلط ۲الی ۳ سی سی از این مایعات بریزید.

خلط در ظرف

سواپ در ظرف

سواپ دهانی

با استفاده از سواپ داکرون در محیط (Nasopharygeal) و بینی حلقی (Oropharygeal) حلقی

VTM

ترشحات بینی: ۲الی ۳ سی سی از ترشحات بینی در ظرف مخصوص نمونه خلط

۲- خون به صورت سرم (نمونه)

اول در مرحله حاد بیماری در هفته اول و نمونه دوم با فاصله حداقل ۳ هفته در مرحله نقاهت تهیه

مقدار ۱۰ سی سی خون (شود که مقدار ۵-۱۰ سی سی خون نیاز می باشد) به صورت پلاسما

نیاز است در لوله دارای

۳-مدفوع (۲تا ۵ گرم مدفوع در ظرف مخصوص جمع آوری خلط)

التور: سواپ رکتال در محیط کری بلر